

パッケージ商品のご案内 その1

magLEAD装置パッケージ

期間限定
(2017年3月31日受注分まで!)

全自動核酸抽出システムと試薬、消耗品のお得なパッケージ商品です!



magLEAD 6gC + 抽出試薬 + 消耗品パック

各6キット付き (288テスト分)



パッケージ価格

(※プロトコルICカード1枚付属)

890,000円(税抜)

通常価格より
約58% OFF



magLEAD 12gC + 抽出試薬 + 消耗品パック

各12キット付き (576テスト分)



パッケージ価格

(※プロトコルICカード1枚付属)

1,390,000円(税抜)

通常価格より
約54% OFF



ユニバーサル核酸抽出試薬
MagDEA Dx SV (48テスト/Kit)



専用消耗品キット
magLEAD Consumable Kit (50テスト分/Kit)

全自動核酸抽出システム“magLEAD (マグリード)”

主な特徴

- 複数検体同時処理 (1～最大12検体まで対応)
- ユニバーサル核酸抽出試薬“MagDEA Dx SV”を採用したことで様々な検体からの核酸抽出を単一の試薬、プロトコルで行う事が可能
 - ※核酸抽出に必要な試薬が全てプレパックされているReady-to-Use設計
 - ※ヒト全血、血清・血漿、尿、スワブ、CSF、糞便、喀痰
- 約27～40分で200 uLまたは400 uL*の検体からの核酸抽出が可能
 - ※400 uL対応用プロトコルは近日リリース予定
- プレパック試薬、消耗品、検体をセットするだけの簡単操作
- UVランプを搭載、装置庫内の除染が可能

試薬・消耗品パッケージ

全自動核酸抽出システムmagLEAD 6gC／12gC用、核酸抽出試薬と消耗品のお得なパッケージ商品です！



ユニバーサル核酸抽出試薬
MagDEA Dx SV (48テスト／Kit)

6 Kit パック
(288テスト分)

パッケージ価格 **132,000円**(税抜)

通常価格より
約**8% OFF**



専用消耗品キット
magLEAD Consumable Kit (50テスト分／Kit)

12 Kit パック
(576テスト分)

パッケージ価格 **250,000円**(税抜)

通常価格より
約**13% OFF**

オーダーインフォメーション

パッケージ商品名	商品コード	内容
6gC RD-Pack	A8001	magLEAD 6gC装置本体（プロトコルICカード1枚付）1台、MagDEA Dx SV 6キット、magLEAD Consumable Kit 6キット
12gC RD-Pack	A8002	magLEAD 12gC装置本体（プロトコルICカード1枚付）1台、MagDEA Dx SV 12キット、magLEAD Consumable Kit 12キット
SV Pack 6	E8006	MagDEA Dx SV 6キット、magLEAD Consumable Kit 6キット
SV Pack 12	E8012	MagDEA Dx SV 12キット、magLEAD Consumable Kit 12キット

パッケージ商品について

- 装置パッケージ『6gC RD-Pack』ならびに『12gC RD-Pack』は、**2017年3月31日受注分**まで適応させていただく期間限定品です。
- 抽出試薬&消耗品パッケージ『SV Pack 6』ならびに『SV Pack 12』は、弊社**通常取扱品**となります（※期間限定品ではありません）。
- 本ご案内に記してあるパッケージ商品の販売は日本国内に限定しております。

※パッケージ販売、製品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

プレジジョン・システム・サイエンス株式会社

〒271-0064 千葉県松戸市上本郷88

TEL: 047-303-4806 FAX: 047-303-4814

E-mail: service@pss.co.jp