



2021年2月吉日

お客様各位

プレジジョン・システム・サイエンス株式会社

PCR 試薬『LeaDEA VIASURE SARS-CoV-2 PCR Kit』発売のご案内

拝啓

時下ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

このたび、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の検出を目的としたリアルタイム PCR 試薬『LeaDEA VIASURE SARS-CoV-2 PCR Kit』を販売することとなりました。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

【 本製品の特長 】

LeaDEA VIASURE SARS-CoV-2 PCR Kit は、2020年8月に弊社が販売開始した従来品「VIASURE SARS-CoV-2 PCR (ORF1ab gene, N gene)」を基に開発された、プレパックタイプの製品となります。従来品ではPCRマスターミックスの溶解・分注操作等が必要でしたが、新製品では 1検体分があらかじめ専用容器に個包装(プレパック)されており、より短時間でセットアップを行うことが可能となりました。

【ご注意事項】

※本製品は研究用試薬です。

※本製品は国立感染症研究所による「臨床検体を用いた評価結果が取得された 2019-nCoV 遺伝子検査方法」に該当し、保険適用されています。(2021年1月現在)

※本製品は、弊社全自動PCR検査装置『ジーンリード エイト(製造販売届出番号:12B3X00033000006)』専用試薬となります。

■ 製品概要

| | |
|-------|--|
| 製品名 | : LeaDEA VIASURE SARS-CoV-2 PCR Kit |
| 製品コード | : E4000 |
| 内容量 | : 48 回分(陽性コントロール・陰性コントロールが各6回分、含まれております) |
| 保管温度 | : 2~40℃(湿気・日光を避け、暗所に保存してください) |

■ 販売開始時期

2021年2月1日

■ 製品写真



PCR マスターミックス試薬、溶解バッファー、
核酸抽出コントロールがそれぞれプレパックさ
れています。各試薬は個別に包装されており、
専用消耗品へセットしてご使用いただけます。



陽性コントロール（凍結乾燥品）



陰性コントロール（液状）

■ お問い合わせ先

プレジジョン・システム・サイエンス株式会社

学術部 マーケティング課

営業 2 部 国内販売課

TEL : 047-303-4800 (受付時間 9 : 00 ~ 17 : 00)

Mail : service@pss.co.jp ウェブサイト : <http://www.pss.co.jp>

以上