

自動化システム用トータル RNA 抽出試薬

『MagDEA® Dx SV RNA』 新発売のお知らせ

このたび、プレジジョン・システム・サイエンス株式会社は、弊社自動化装置専用のトータル RNA 抽出試薬『MagDEA® Dx SV RNA』を平成 30 年 12 月 10 日より販売いたします。

これまで、試料中に含まれる DNA や RNA を“トータル核酸”として抽出可能な核酸抽出試薬『MagDEA® Dx SV』を主軸にシステム販売を進めてまいりましたが、培養細胞や血液より分画された白血球からのトータル RNA 抽出には対応しておりませんでした。一方で、これらを材料とする遺伝子解析研究や検査市場は増加傾向にあることから、こうした市場ニーズに応えるべく、新規トータル RNA 抽出試薬を独自開発し、販売を開始するに至りました。

『MagDEA® Dx SV RNA』は、トータル RNA の抽出に用いる複数種の試薬が必要量、1 サンプル分毎にプレパックされており、精製工程で使用する DNase I についても 1 サンプル分毎にチューブに小分けされた凍結乾燥品とする事で、操作を簡便化し、処理する検体数に応じた経済的な運用が可能となっています。

用手法では煩雑な手作業を必要としますが、弊社自動化装置と『MagDEA® Dx SV RNA』を用いる事で、簡単に、高純度なトータル RNA を約 1 時間で抽出する事が可能となります。

『MagDEA® Dx SV RNA』試薬により、各種研究や検査の迅速化・省力化・結果の安定化に貢献できるものと考えております。

以上

【製品概要】

製品名：MagDEA® Dx SV RNA

製品コード：E1330

包装：1 箱あたり 48 テスト分入り

保管：10 ～ 30℃

使用期限：1 年間

価格：21,800 円（税抜）



※MagDEA® Dx SV RNA は研究用試薬となります。

※ご利用に際しては、別途、『DNase I (Lyophilized)』が必要となります。

製品名：DNase I (Lyophilized)

製品コード：E1331

包装：1 袋あたり 48 テスト分入り

保管：10 ～ 30℃

使用期限：9 ヶ月間

価格：26,800 円（税抜）



【製品や販売に関するお問い合わせ先】

プレジジョン・システム・サイエンス株式会社

営業部 営業課

TEL：047-303-4801

FAX：047-303-4811